


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ndufs3 (Complejo I-30Kd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75489

Número de artículo: CM0007610



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-NDUFS3 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce NDUFS3 humano, de ratón y de rata (30 kDa). Ideal para investigación del complejo I mitocondrial y estudios de la cadena respiratoria - O75489.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo NDUFS3
Observaciones/Alias	CI-30; MC1DN8; NDUFS3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4722
GeneID	4722
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-264 de NDUFS3 humano (NP_004542.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75489
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo