

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Necab1 Para Wb, Elisa - Q8N987

Número de artículo: CM0013089

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra NECAB1 (EFCBP1) generado contra aminoácidos 1-351. Adecuado para western blot y ELISA, con reactividad cruzada confirmada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la proteína 1 de unión a calcio neuronal en tejido cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NECAB1 Rabbit pAb
Notas/Alias	EFCBP1; STIP-1; NECAB1
Especie	Humano
ID del Gen	64168
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-351 del NECAB1 humano (NP_071746.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N987
Peso Molecular	41kDa
Envío	Bolsa de hielo