

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nectin 2/Cd112 Para Wb Y Elisa - Q92692

Número de artículo: CM0029191



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Nectin-2 humana (CD112, HVEB), validado para WB y ELISA. Ideal para la investigación de señalización de células T, adhesión celular y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	Nectin 2/CD112 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HVEB; PRR2; CD112; PVRL2; PVRR2; Nectin 2/CD112
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5819
GeneID	5819
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 382-479 de la Nectin 2/CD112 humana (NP_002847.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q92692
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo