


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nedd9 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14511

Número de artículo: CM0022240



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NEDD9 humano (HEF1/CAS-L). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de adhesión celular, migración y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NEDD9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAS2; CASL; HEF1; CAS-L; CASS2; NEDD9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4739
GeneID	4739
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 390-560 de NEDD9 humano (NP_006394.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14511
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo