


Anticuerpo Policlonal Anti-Nelfe Para Wb, If/Icc, Elisa - P18615

Número de artículo: CM0029715



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NELFE humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Adecuado para estudios sobre pausa transcripcional, dinámica del complejo NELF e investigación de latencia del VIH-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NELFE Conejo pAb
Observaciones/Alias	RD; RDP; RDBP; D6S45; NELF-E; NELFE
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7936
ID del Gen	7936
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de NELFE humano (NP_002895.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P18615
Peso Molecular de la Proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo