


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Net1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z628

Número de artículo: CM0014676



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NET1 humano (proto-oncogén RhoGEF). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Inmunógeno: proteína de fusión recombinante (aa 1-300).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NET1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NET1A; ARHGEF8; NET1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10276
GeneID	10276
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de NET1 humano (NP_001040625.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7Z628
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo