

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Neu1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99519

Número de artículo: CM0028831

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NEU1 humano (Sialidasa-1), validado para Western blot, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación de enfermedades de almacenamiento lisosomal y glicobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NEU1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NEU; NANH; SIAL1; NEU1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4758
GeneID	4758
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-415 de NEU1 humano (NP_000425.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99519
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo