


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Neu2 Para Wb, Elisa - Q9Y3R4

Número de artículo: CM0030446



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la NEU2 humana (Sialidasa-2) para Western blot y ELISA. Adecuado para investigación del metabolismo de glicolípidos y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NEU2 Rabbit pAb
Notas/Alias	SIAL2; NEU2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4759
ID del gen	4759
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 171-380 de la NEU2 humana (NP_005374.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y3R4
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo