

Anticuerpo Policlonal Anti-Neurofilamento L De Conejo Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07196

Número de artículo: CM0015436

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al polipéptido ligero del neurofilamento humano (NEFL). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Para investigación del citoesqueleto neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Neurofilamento L pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NFL; NF-L; NF68; CMT1F; CMT2E; CMTDIG; PPP1R110; Neurofilamento L
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4747
ID del Gen	4747
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-250 del Neurofilamento L humano (NP_006149.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07196
Peso Proteico	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo