

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nf-Kb P65/Rela Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - Q04206

Número de artículo: CM0003400



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO dirigido contra NF-kB p65/RelA humano (Q04206). Adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA y ChIP con reactividad cruzada con humano, ratón, rata y mono.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] NF-kB p65/RelA Rabbit mAb
Observaciones/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5970
GeneID	5970
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	Q04206
Peso proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo