


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nfix Para Wb Y Elisa - Q14938

Número de artículo: CM0028972



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NFIX humana, validado para transferencia Western y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Actúa en la activación transcripcional y la replicación del ADN. UniProt Q14938.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NFIX Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CTF; NF1A; MALNS; NF1-X; MRSHSS; NF-I/X; SOTOS2; NFIX
Especie	Humana
GeneID (humana)	4784
GeneID	4784
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q14938
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo