

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ng2/Cspg4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - Q6Uvk1

Número de artículo: CM0007381



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido a NG2/CSPG4 humana, apto para WB, IF-P, IHC-P, FC y ELISA. Ideal para la investigación de la migración celular, la angiogénesis y los mecanismos del melanoma; presenta reacción cruzada con ratón y humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra NG2/CSPG4
Observaciones/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
Especie	Humana
GeneID	1464
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1583-2224 de NG2 humana (NP_001888.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q6UVK1
Peso molecular de la proteína	251kDa
Envío	Bolsa de hielo