


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ngdn Para Wb Y Elisa - Q8Nej9

Número de artículo: CM0013170



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NGDN humano (Neuroguidina), recomendado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Adecuado para estudios sobre la biogénesis de ribosomas, la regulación de la traducción y el desarrollo neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NGDN pAb de conejo
Observaciones/Alias	NGD; LCP5; CANu1; lpd-2; C14orf120; NGDN
Especie	Humano
ID del gen	25983
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 61-209 de NGDN humano (NP_001036100.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q8NEJ9
Peso molecular de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo