

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nlrp11 Para Wb, Elisa - P59045

Número de artículo: CM0014905

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NLRP11 para WB y ELISA en muestras humanas, dirigido a la proteína que contiene dominios NACHT, LRR y PYD implicada en la inflamación. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NLRP11 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NOD17; PAN10; NALP11; PYPAF6; PYPAF7; CLR19.6; NLRP11
Especie	Humano
GenelD	204801
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P59045
Peso Proteico	118kDa
Envío	Bolsa de hielo