


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nlrp12 Para Wb Y Elisa - P59046

Número de artículo: CM0029140



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la NLRP12 humana (Monarch-1, P59046) validado para WB y ELISA. Ideal para el estudio de la inflamación, la señalización de NF- κ B y la regulación inmune en leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	NLRP12 Rabbit pAb
Notas/Alias	RNO; PAN6; RNO2; FCAS2; NALP12; PYPAF7; CLR19.3; NLRP12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	91662
GeneID	91662
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P59046
Peso de la proteína	120kDa
Envío	Bolsa de hielo