


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nlrp6 Para Wb, Elisa - P59044

Número de artículo: CM0010398



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra NLRP6 humano, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Adecuado para la investigación sobre la activación del inflamasoma, la inmunidad innata y los mecanismos de defensa del huésped. Swiss-Prot: P59044.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NLRP6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AVR; NAVR; PAN3; NALP6; PYPAF5; CLR11.4; NAVR/AVR
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	171389
ID de Gen	171389
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 793-892 del NLRP6 humano (NP_612202.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P59044
Peso Proteico	99 kDa
Envío	Bolsa de hielo