

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nol12 Para Wb, Elisa - Q9Ugy1

Número de artículo: CM0013595

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo NOL12 validado para Western blot y ELISA. Reconoce NOL12 humano, una proteína de unión a ARN nucleolar involucrada en la resolución del estrés del ADN y la biogénesis de ribosomas. Apto para aplicaciones de investigación IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NOL12
Observaciones/Alias	Nop25; dj37E16.7; NOL12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79159
ID del Gen	79159
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-213 de NOL12 humano (NP_077289.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UGY1
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo