


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nol6 Para Wb, Elisa - Q9H6R4

Número de artículo: CM0018661



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NOL6 validado para WB y ELISA. Reconoce NOL6 de humano, ratón y rata, una proteína nucleolar de 128 kDa implicada en la biogénesis de ribosomas. Ideal para estudios del procesosoma SSU.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NOL6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NRAP; UTP22; bA311H10.1; NOL6
Especie	Humano
GeneID	65083
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1032-1146 de la NOL6 humana (NP_075068.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H6R4
Peso de la proteína	128kDa
Envío	Bolsa de hielo