

Anticuerpo Policlonal Anti-Notch3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Um47

Número de artículo: CM0016182



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NOTCH3 humano (Q9UM47). Adecuado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de señalización Notch, biología del desarrollo y CADASIL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NOTCH3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IMF2; LMNS; CASIL; CADASIL; CADASIL1; NOTCH3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4854
ID de Gen	4854
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2200-2321 de NOTCH3 humano (NP_000426.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UM47
Peso Proteico	244kDa
Envío	Bolsa de hielo