

Anticuerpo Monoclonal Anti-Npc2 Para Wb, Ihc-P, If-P Y Elisa - P61916

Número de artículo: CM0007627



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra NPC2 humano, validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre el transporte del colesterol y la enfermedad de Niemann-Pick tipo C.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Niemann-Pick tipo C2 NPC2
Observaciones/Alias	HE1; EDDM1; Niemann-Pick tipo C2 NPC2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10577
ID del gen	10577
Inmunógeno	Proteína recombinante de Niemann-Pick tipo C2 NPC2 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P61916
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo