

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Npsr1 Para Wb Y Elisa - Q6W5P4

Número de artículo: CM0019229

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra NPSR1 humano (receptor de neuropéptido S). Validado para WB y ELISA, específico para humanos y generado contra un péptido del extremo C-terminal. Apoya la investigación de la señalización de GPCR y el asma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NPSR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GPRA; NPSR; VRR1; ASRT2; PGR14; GPR154; NPSR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	387129
GeneID	387129
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200 hasta el extremo C-terminal de NPSR1 humano (NP_001287863.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6W5P4
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo