

## Anticuerpo Policlonal Anti-Nqo1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15559

Número de artículo: CM0014171



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NQO1 humano (quinona reductasa 1), validado para Western blot, IHC en parafina, inmunofluorescencia y ELISA. Tiene reacción cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del metabolismo redox, quimiorresistencia y vías proteosomales.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | NQO1 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Notas/Alias         | DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 1728                                                                                                                             |
| GeneID              | 1728                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-274 de NQO1 humano (NP_000894.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | P15559                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 31kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |