


Anticuerpo Policlonal Anti-Nrf2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16236

Número de artículo: CM0014692



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NRF2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para investigación de estrés oxidativo, citoprotección e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NRF2 Rabbit pAb
Notas/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4780
GeneID	4780
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 366-605 de NRF2 humano (NP_006155.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16236
Peso de la Proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo