

Anticuerpo Policlonal Anti-Nrg1 Para Wb, Elisa - Q02297

Número de artículo: CM0017200



Introducción

pAb de conejo contra NRG1 para aplicaciones de Western blot y ELISA, reactivo con muestras humanas, de ratón y de rata. Explore la señalización NRG1-ERBB en el crecimiento celular, la diferenciación y el neurodesarrollo. Ideal para investigación en DIV y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra NRG1
Observaciones/Alias	GGF, HGL, HRG, NDF, ARIA, GGF2, HRG1, HRGA, SMDF, MST131, MSTP131, NRG1-IT2, NRG1
Especie	Humana
GeneID (humano)	3084
GeneID	3084
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de NRG1 humano (NP_039252.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q02297
Peso molecular	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo