

Anticuerpo Policlonal Anti-Nsmf Para Wb, Elisa - Q6X4W1

Número de artículo: CM0027837

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NSMF para WB y ELISA; detecta NSMF humano y de ratón (también conocido como NELF o HH9), un factor de señalización sinaptonuclear del receptor NMDA de 60 kDa involucrado en la migración neuronal y la citoarquitectura de las dendritas. Ideal para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NSMF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HH9; NELF; NSMF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26012
GeneID	26012
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 226-505 de la NSMF humana (NP_001124443.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6X4W1
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo