

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nsun2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q08J23

Número de artículo: CM0006956

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NSUN2 validado para Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, inmunoprecipitación y ELISA. Detecta NSUN2 humano y de ratón, una ARN metiltransferasa involucrada en la modificación de ARNm/ARNt y el desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NSUN2 mAb de conejo
Observaciones/Alias	MISU; MRT5; SAKI; TRM4; NSUN2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	54888
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 617-708 de NSUN2 humano (NP_060225.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q08J23
Peso de la proteína	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo