

Anticuerpo Policlonal Anti-Nsun2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08J23

Número de artículo: CM0028055

Introducción

pAb de conejo anti-NSUN2 de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Se dirige al NSUN2 humano (Q08J23) con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación de metilación de ARN y diferenciación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NSUN2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	MISU; MRT5; SAKI; TRM4; NSUN2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54888
GeneID	54888
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 617-708 del NSUN2 humano (NP_060225.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08J23
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo