

Anticuerpo Policlonal Anti-Nts De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30990

Número de artículo: CM0013752



Introducción

NTS Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal que reconoce neurotensina/neuromedina N humana, de ratón y de rata. Validado para WB, IHC-P y ELISA, es ideal para explorar los roles de la neurotensina en el metabolismo de las grasas y la regulación del músculo liso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NTS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NN; NT; NT/N; NTS1; NMN-125; NTS
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4922
ID del Gen	4922
Inmunógeno	péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-170 de NTS humano (NP_006174.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30990
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo