

Anticuerpo Policlonal Anti-Nup107 Para Wb, Elisa - P57740

Número de artículo: CM0013201



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NUP107 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta NUP107 en muestras humanas, de ratón y de rata. NUP107 es una proteína del complejo del poro nuclear esencial para el ensamblaje del NPC y la nefrogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUP107 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ODG6; NUP84; NPHS11; GAMOS7; NUP107
Especie	Humano
ID del Gen (humano)	57122
ID del Gen	57122
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 766-925 de NUP107 humano (NP_065134.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P57740
Peso Proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo