


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nup155 Para Wb, Elisa - O75694

Número de artículo: CM0004416



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NUP155 validado para Western blot y ELISA. Reconoce NUP155 humano y de ratón, una proteína del complejo del poro nuclear de 155 kDa esencial para el transporte nucleocitoplasmático. Ideal para estudios de biología celular y mecanismos de transporte.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo NUP155
Observaciones/Alias	N155; AFB15; NUP155
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9631
GeneID	9631
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 901-1050 de NUP155 humano (NP_705618.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75694
Peso Proteico	155kDa
Envío	Bolsa de hielo