

Anticuerpo Policlonal Anti-Nup85 Para Wb, Elisa - Q9Bw27

Número de artículo: CM0013040



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NUP85 humano, una proteína del complejo del poro nuclear involucrada en el ensamblaje del NPC, la exportación de ARN, la mitosis y la quimiotaxis de monocitos. Validado para WB y ELISA; presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUP85 Conejo pAb
Observaciones/Alias	Nup75; FROUNT; NPHS17; NUP85
Especie	Humano
GenelD (humano)	79902
GenelD	79902
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 427-656 de NUP85 humano (NP_079120.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BW27
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo