

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nxf1 Para Wb Y Elisa - Q9Ubu9

Número de artículo: CM0029590



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NXF1 humano (TAP/MEX67), apto para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de exportación de ARNm y transporte nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NXF1
Observaciones/Alias	TAP; MEX67; NXF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10482
GeneID	10482
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de NXF1 humano (NP_006353.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBU9
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo