

Anticuerpo Policlonal Anti-Oaf Para Wb, Elisa - Q86Ud1

Número de artículo: CM0014758

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra OAF humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con OAF de ratón y rata. Adecuado para investigación viral y aplicaciones de proteómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OAF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NS5ATP13TP2; OAF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	220323
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-150 del OAF humano (NP_848602.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q86UD1
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo