

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ocludina Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16625

Número de artículo: CM0030566



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ocludina validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a la proteína de unión estrecha humana, de ratón y de rata para investigación de permeabilidad paracelular y entrada del VHC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Ocludina
Observaciones/Alias	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Ocludina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	100506658
GeneID	100506658
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-522 de la ocludina humana (NP_002529.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16625
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo