


Anticuerpo Policlonal Anti-Ogg1 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15527

Número de artículo: CM0017670



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OGG1 humano (8-oxoguanina ADN glicosilasa). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Úselo para estudios de reparación del ADN dirigidos a la N-glicosilasa/ADN liasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OGG1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	4968
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-345 de OGG1 humano (NP_002533.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15527
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo