

Anticuerpo Policlonal Anti-Olfm3 De Conejo Para Wb Y Elisa - Olfm3 Conejo Pab

Número de artículo: CM0019311

Introducción

Anticuerpo anti-OLFM3 policlonal producido en conejo contra un péptido sintético del OLFM3 de ratón. Adecuado para la detección de OLFM3 mediante Western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OLFM3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	B230206G02Rik; OLFM3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	229759
ID del Gen	229759
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del OLFM3 de ratón (NP_694797.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Envío	Bolsa de hielo