

Anticuerpo Policlonal Anti-Orl1 Para Wb, Elisa - P78380

Número de artículo: CM0019370



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra OLR1 (LOX-1) humano. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Ideal para investigación en aterosclerosis e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OLR1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	LOX1; LOXIN; SLOX1; CLEC8A; SCARE1; OLR1
Especie	Humano
ID del Gen	4973 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 58-273 de OLR1 humano (NP_002534.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P78380
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo