

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ostc Para Wb Y Elisa - Q9Nrp0

Número de artículo: CM0019786



### Introducción

OSTC Rabbit pAb validado para Western blot (WB) y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Se dirige a la subunidad OSTC del complejo oligosacchiltransferasa, clave para la investigación de N-glicosilación y estudios de biología del retículo endoplásmico.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | OSTC Rabbit pAb                                                                                                                                       |
| Notas / Alias                 | DC2; OSTC                                                                                                                                             |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                                |
| ID del gen (Humano)           | 58505                                                                                                                                                 |
| ID del gen                    | 58505                                                                                                                                                 |
| Inmunógeno                    | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50 y el extremo C-terminal de OSTC humano (NP_067050.1). |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                                |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                                              |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                   |
| SWISS                         | Q9NRP0                                                                                                                                                |
| Peso molecular de la proteína | 17kDa                                                                                                                                                 |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                        |