


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Otc Para Wb Y Elisa - P00480

Número de artículo: CM0026832



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-OTC validado para Western blot e ELISA. Detecta OTC humano, de ratón y de rata. Esencial para estudiar el ciclo de la urea, la desintoxicación del amoníaco y el metabolismo mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo OTC
Observaciones/Alias	OTCD; OTC1; OTCD; OTCasa; OTC
Especie	Humano
GeneID (humano)	5009
GeneID	5009
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 215-354 de OTC humano (NP_000522.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00480
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo