

Polymab® Anti-P2Rx4 De Conejo Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99571

Número de artículo: CM0011340



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante anti-P2RX4 de conejo de alta sensibilidad validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta el purinorreceptor P2X4 de humano, ratón y rata; ideal para investigación en inmunología y neurociencia. ~43 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	P2RX4 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	P2X4; P2X4R; P2RX4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5025
GeneID	5025
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 55-338 de la P2RX4 humana (NP_110378.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99571
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo