


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P2Ry2 Para Wb, Elisa - P41231

Número de artículo: CM0030382



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al purinoceptor P2Y 2 humano (P2RY2), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para estudios de señalización de GPCR. Peso molecular aprox. 42 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	P2RY2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	P2U; HP2U; P2U1; P2UR; P2Y2; P2RU1; P2Y2R; P2RY2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5029
GeneID	5029
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P41231
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo