

Anticuerpo Policlonal Anti-P47Phox/Ncf1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P14598

Número de artículo: CM0016184



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra p47phox/NCF1 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la función de la NADPH oxidasa y la enfermedad granulomatosa crónica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	p47phox/NCF1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CGD1; NCF1A; NOXO2; p47phox; SH3PXD1A; p47phox/NCF1
Especie	Humano
GeneID	653361
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-390 de p47phox/NCF1 humano (NP_000256.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14598
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo