


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P4Ha2 Para Wb, Elisa - O15460

Número de artículo: CM0006882



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fiable dirigido a P4HA2 humano, validado para Western blot y ELISA. Apto para investigación sobre hidroxilación del colágeno, fibrosis y actividad de la prolil 4-hidroxilasa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | P4HA2 Rabbit mAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | MYP25; IncRNA-PE; P4HA2                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 8974                                                                                                                                |
| GeneID              | 8974                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 157-333 de P4HA2 humano (NP_004190.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                              |
| SWISS               | O15460                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 61 kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |