

Anticuerpo Policlonal Anti-P70 Quinasa 2 S6 Para Wb, Elisa - Q9Ubs0

Número de artículo: CM0014524

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la p70 Quinasa 2 S6 humana (RPS6KB2) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en señalización de mTOR, crecimiento celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	p70 S6 Kinase 2 pAb de conejo
Notas/Alias	KLS; SRK; S6K2; S6KB; STK14B; S6KI(2); S6Kbeta; p70S6Kb; P70-beta; S6K-beta2; P70-beta-1; P70-beta-2; p70(S6K)-beta; p70 S6 Kinase 2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6199
GeneID	6199
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 de la p70 Quinasa 2 S6 humana (NP_003943.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBS0
Peso Molecular de la Proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo