

Anticuerpo Policlonal Anti-Pacsin3 Para Wb Y Elisa - Q9Uks6

Número de artículo: CM0030020

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PACSIN3, adecuado para Western blot y ELISA. Detecta PACSIN3 humano, de ratón y de rata, una proteína implicada en la endocitosis y el tráfico de proteínas de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PACSIN3 pAb Conejo
Observaciones/Alias	SDPIII; PACSIN3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29763
GeneID	29763
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 175-424 del PACSIN3 humano (NP_057307.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKS6
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo