

Anticuerpo Policlonal Anti-Padi4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Um07

Número de artículo: CM0022598



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PADI4 humano (peptidil-arginina desiminasa tipo 4). Validado en WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la descondensación de la cromatina, la NETosis y la regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	PADI4 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
Especie	Humano
GeneID (humano)	23569
GeneID	23569
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-663 de PADI4 humano (NP_036519.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UM07
Peso molecular	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo