

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Padi4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Um07

Número de artículo: CM0021229



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PADI4 de alta calidad validado para aplicaciones de Western blot (WB), inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA. Reconoce PADI4 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudiar la citrulinación, la NETosis y la remodelación de la cromatina en investigación de inmunología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PADI4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23569
GeneID	23569
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-663 de PADI4 humano (NP_036519.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UM07
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo