

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pah Para Wb, If/Icc, Elisa - P00439

Número de artículo: CM0016973



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la fenilalanina-4-hidroxilasa (PAH). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigaciones sobre el metabolismo de la fenilalanina y la PKU. Detecta una proteína de aproximadamente 52 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PAH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PH; PKU; PKU1; PAH
Especie	Humana
GeneID (humano)	5053
GeneID	5053
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de la PAH humana (NP_000268.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P00439
Peso molecular	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo