

Anticuerpo Policlonal Anti-Pak1Ip1 Para Wb, Elisa - Q9Nwt1

Número de artículo: CM0021925

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PAK1IP1, un inhibidor de la quinasa PAK1 y factor de biogénesis ribosomal. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada humana y de ratón. Adecuado para estudios de señalización nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAK1IP1 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	PIP1; MAK11; WDR84; hPIP1; bA421M1.5; PAK1IP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55003
GeneID	55003
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-392 de PAK1IP1 humano (NP_060376.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NWT1
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo