

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pan-Trk Para Wb, Elisa - P04629 / Q16620 / Q16288

Número de artículo: CM0007379



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo pan-Trk validado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta receptores TrkA/B/C humanos, de ratón y de rata. Ideal para investigación de señalización de neurotrofinas y estudios de diferenciación neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo pan-Trk
Especie	Humano
ID del Gen	4914, 4915, 4916
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado de pan-Trk humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04629, Q16620, Q16288
Envío	Bolsa de hielo